



E1-解放军总医院200P 小芯片Q30低

E1工单号： SO-2024020402-E1

武汉产品开发

现场案例分析总结


□ 内容:

1. 现场问题描述
2. 客户端数据整理清单
3. 数据分析和排查方向
4. 现场FSE/FAS排查小结/现存关键问题梳理
5. 下一步计划

01 现场问题描述

SN:20223003 (艾德OEM) 200配置2 ECR5.0版本

客户跑FCS芯片, APP-E文库, PE150多次反馈有Q30偏低的情况, 上机10次左右, 5-6次都会出现



	A	B	C	D	
	芯片号	日期	产出	Q30	
	S250059596	2023/7/14	608.7	93.68	
	K450005254	2023/8/11	145.18	85.86	
	K450008681	2023/10/21	21.6	78.38	
	K450008882	2023/10/28	127.16	85.04	
	K450008692	2023/11/3	145.19	86.97	
	K450008665	2023/11/11	53.49	77.15	
	K450008886	2023/11/18	137.87	97.71	
	K450010846	2023/12/9	40.5	78.83	
	K450008684	2023/12/16	62.92	80.5	
1	S250070565	2023/12/24	654.6	80.81	流体
2	S250052836	2023/12/31	126.66	80.36	
3	K450010931	2024/1/13	14.47	75.93	
4					

客户上机情况汇总, 频发数据差

01 现场问题描述



1.检查以往FCS数据异常下机报告表现一致，芯片利用率低，DNB信号差

Tab1. Summary Information

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	6.98
ImageArea	144
TotalReads(M)	14.47
Q30(%)	75.93
Runon1(%)	0.08
Runon2(%)	0.04
Lag1(%)	0.11
Lag2(%)	0.03
FDR(%)	6.98
	33.90


Tab2. Biochemistry Information

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2024-01-12
Sequence Time	17:38:54
Reagent ID	CX2308080013
Flowcell Pos	A
DNB ID	20240112
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8



01 现场问题描述

2.对比正常run流体压力曲线无异常，查看缩略图热图都无流体痕迹



3. 1月16日更换了出液口密封圈，定子转子，进出液块，bypass与bychip公共管路，注射器，16号试剂针，并校准校准激光功率和温控，问题仍存在

4.为验证仪器问题，跑标准文库PE100 FCL,下机数据正常,目前可以判断仪器问题概率低。

01 现场问题描述

5. 已知艾德客户使用自配试剂



6. 前端客户反馈信息如下:

1. 客户端文库通过三方平行测试没有产出与质量问题。
 2. 客户端make DNB外送平行外送测试, 没有产出问题。
 3. app-E试剂在艾德内部全国范围内无风险批次问题。
 4. 客户端三轮FSE排查流体以及基本检查, 但除16号孔有堵塞以外, 修理后依然复现相同问题。
- 与艾德对接MGI负责人, 以及艾德技术蒋老师沟通后, 目前在推进客户端换设备工作。

下一步计划

目前售后初步判断客户文库与FCS芯片试剂存在不适配问题，需研发介入排查

其他背景：


23年10月SN：20222001情况类似，测试标准文库没问题，但是测艾德的试剂就出现这种掉Q30的问题



艾德退机客诉


艾德PE150_FCS测试数据

Fig1. Cycle 23 HeatMap of Q30



K450008684

Fig1. Cycle 252 HeatMap of Q30



数据量: 62.92 ESR: 30.36


区域性-起始Q30偏低

Fig1. Cycle 25 HeatMap of Q30



K450010846

Fig1. Cycle 162 HeatMap of Q30



数据量:40.50 ESR: 19.54

整体起始Q30偏低

Fig1. Cycle 3 HeatMap of Q30



K450008665

Fig1. Cycle 130 HeatMap of Q30



数据量: 53.49 ESR: 25.81

起始Q30正常 后续cycle下降快

艾德正常PE150_FCS测试数据

Tab1. Summary Information

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	70.06
ImageArea	144
TotalReads(M)	145.19
Q30(%)	86.97
Runon1(%)	0.06
Runon2(%)	0.07
Lag1(%)	0.08
Lag2(%)	0.10
ESR(%)	70.06
MaxOffsetX	36.40
MaxOffsetY	21.97
InitialOffsetX	23.14
InitialOffsetY	14.33
RecoverValue(A_H)	1.37
RecoverValue(A_L)	0.98
RecoverValue(C_H)	1.31
RecoverValue(T_L)	0.96
RecoverValue(AVG)	1.16

Tab2. Biochemistry Information

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2023-11-02
Sequence Time	17:45:25
Reagent ID	CX2308080020
Flowcell Pos	A
DNB ID	20231102
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8
Dual Barcode	8
Read1 Dark Cycles	0
Read2 Dark Cycles	0

K4500008692

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	66.53
ImageArea	144
TotalReads(M)	137.87
Q30(%)	87.71
Runon1(%)	0.06
Runon2(%)	0.07
Lag1(%)	0.06
Lag2(%)	0.10
ESR(%)	66.53
MaxOffsetX	37.08
MaxOffsetY	21.67
InitialOffsetX	25.41
InitialOffsetY	15.49
RecoverValue(A_H)	1.72
RecoverValue(A_L)	1.27
RecoverValue(C_H)	1.70
RecoverValue(T_L)	1.24
RecoverValue(AVG)	1.48

K4500088886

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2023-11-17
Sequence Time	14:17:06
Reagent ID	CX2308080001
Flowcell Pos	A
DNB ID	20231117
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8
Dual Barcode	8
Read1 Dark Cycles	0
Read2 Dark Cycles	0

Fig1. Raw Intensity




Fig2. RHO Intensity




Fig1. Raw Intensity





Fig2. RHO Intensity







艾德正常PE150_FCS测试数据

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	71.83
ImageArea	144
TotalReads(M)	148.86
Q30(%)	89.57
Runon1(%)	0.06
Runon2(%)	0.07
Lag1(%)	0.09
Lag2(%)	0.11
ESR(%)	71.83
MaxOffsetX	36.61
MaxOffsetY	30.16
InitialOffsetX	25.63
InitialOffsetY	14.88
RecoverValue(A_H)	1.63
RecoverValue(A_L)	1.10
RecoverValue(C_H)	1.56
RecoverValue(T_L)	1.08
RecoverValue(AVG)	1.34

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2024-02-02
Sequence Time	14:26:09
Reagent ID	CX2310310007
Flowcell Pos	A
DNB ID	20240202
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8
Dual Barcode	8
Read1 Dark Cycles	0
Read2 Dark Cycles	0

K450010977



艾德异常PE150_FCS测试数据--二链异常

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	25.81
ImageArea	144
TotalReads(M)	53.49
Q30(%)	77.15
Runon1(%)	0.07
Runon2(%)	0.05
Lag1(%)	0.10
Lag2(%)	0.05
ESR(%)	25.61
MaxOffsetX	34.05
MaxOffsetY	22.61
InitialOffsetX	21.92
InitialOffsetY	18.08
RecoverValue(A_H)	0.74
RecoverValue(A_L)	0.57
RecoverValue(C_H)	0.70
RecoverValue(T_L)	0.55
RecoverValue(AVG)	0.64

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2023-11-10
Sequence Time	12:54:18
Reagent ID	CX230808009
Flowcell Pos	A
DNB ID	20231110
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8
Dual Barcode	8
Read1 Dark Cycles	0
Read2 Dark Cycles	0

K450008665





二链信号回升比偏低

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	6.98
ImageArea	144
TotalReads(M)	14.47
Q30(%)	75.93
Runon1(%)	0.08
Runon2(%)	0.04
Lag1(%)	0.11
Lag2(%)	0.03
ESR(%)	6.98
MaxOffsetX	33.90
MaxOffsetY	20.14
InitialOffsetX	24.09
InitialOffsetY	17.12
RecoverValue(A_H)	0.73
RecoverValue(A_L)	0.54
RecoverValue(C_H)	0.67
RecoverValue(T_L)	0.51
RecoverValue(AVG)	0.61

K4500109031

PE合成异常

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2024-01-12
Sequence Time	17:38:54
Reagent ID	CX2308080013
Flowcell Pos	A
DNB ID	20240112
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8
Dual Barcode	8
Read1 Dark Cycles	0
Read2 Dark Cycles	0



艾德异常PE150_FCS测试数据-区域FOV起始Q30偏低

Category	Value
SoftwareVersion	1.5.0.296
TemplateVersion	0.8.0
Reference	NULL
CycleNumber	316
ChipProductivity(%)	30.36
ImageArea	144
TotalReads(M)	62.92
Q30(%)	80.50
Runon1(%)	0.06
Runon2(%)	0.06
Lag1(%)	0.09
Lag2(%)	0.09
ESR(%)	30.36
MaxOffsetX	33.76
MaxOffsetY	25.07
InitialOffsetX	20.13
InitialOffsetY	16.54
RecoverValue(A_H)	1.90
RecoverValue(A_L)	1.32
RecoverValue(C_H)	1.81
RecoverValue(T_L)	1.32
RecoverValue(AVG)	1.59

Category	Value
ISW Version	1.1.0.1650
Machine ID	V20223003
Sequence Type	Customize
Recipe Version	
Sequence Date	2023-12-15
Sequence Time	15:56:33
Reagent ID	CX2310310032
Flowcell Pos	A
DNB ID	20231215
Barcode Type	others
Barcode File	
Read1 Cycles	150
Read2 Cycles	150
Barcode	8
Dual Barcode	8
Read1 Dark Cycles	0
Read2 Dark Cycles	0

K450008684





Fig1. Cycle 2 HeatMap of Q30



Thumbnail-H.jpg (4.2%)

38216x1455 pixels: 8-bit, 53MB




区域FOV
起始Q30偏低

G50流体压力曲线参考数据


PressureValue(KPA)

DNB Post Loading 标准压力数据 (PE150)



PressureValue(KPA)

异常测试组 DNB 加载压力曲线




正常VS异常测试组 DNB加载压力曲线--无明显差异

正常

异常

异常


PressureValue(KPA)





PressureValue(KPA)



PressureValue(KPA)



正常VS异常测试组 PE合成压力曲线--无明显差异



小结

- K45008665/K450010931异常测试均表现**二链信号不回升**，对比正常PE合成压力曲线无明显差异，推测其对应的**试剂耗材出现异常概率更高**；
- K450008684异常测试二链信号正常回升，但热图表现**区域FOV加载异常**，缩略图**局部Q30偏低**；
- K450010846异常测试二链信号回升正常，但热图表现**前几cycle整体FOV Q30偏低**，推测**文库质量/DNB制备异常**；



Thanks for your time!

感谢！

华大智造
MGI

深圳市盐田区北山工业区11栋

Building No.11, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 518083, China

MGI-service@mgi-tech.com | www.mgi-tech.com